

Tonaudiometer MA27

Das MA27 erfüllt die Anforderungen der Kinderrichtlinie, EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26/G20.

- Luftleitung mit Frequenzen von 125 bis 8000 Hz
- 4,3 Zoll LED Farbdisplay für eine einfache Bedienung
- Inklusive Tonaudiometrie Software und Maico Patienten Datenbank zur Einbindung in Praxis EDV und NOAH
- Automatische Audiometrie nach Hughson-Westlake
- Kompakt und tragbar mit eingebautem Griff
- Mit integriertem Fach zur Aufbewahrung von Zubehör



Robust und einfach zu bedienen

Das robuste Audiometer verfügt über ein leichtes Gehäuse mit eingebautem Griff zum einfachen Transport. In dem integrierten Fach des MA27 verstauen Sie Zubehör, wie beispielsweise die Kopfhörer. So nehmen Sie das MA27 überallhin mit. Durch die großen Bedienungsknöpfe lassen sich Testfrequenzen und Hörpegel bequem und einfach einstellen.

Zukunftssicheres System

Die anwenderfreundliche Software erlaubt eine eigene Konfiguration der wichtigsten Tests und bietet zahlreiche Auswahlmöglichkeiten. Mit dem MA27 ist die automatische Audiometrie nach Hughson-Westlake schnell und kostengünstig durchzuführen. Sämtliche Messdaten können in einer Datenbank gespeichert bzw. über die GDT-Schnittstelle in ein Netzwerk eingebunden werden.

Eine komplette Auswahl an Reintönen

Das MA27 bietet die ideale Lösung für Hör-prüfungen in Luftleitung. Die Testfrequenzen reichen von 125 Hz bis 8000 Hz, die Signal-stärken von -10 dBHL bis 100 dBHL.

Spezifikation MA27

Testsignale:	Sinus-Dauerton oder Pulston und Wobbelton
Testfrequenzen:	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Pegelstufen:	5 dB oder 1 dB
Pegelbereich :	- 10 bis 100 dBHL
Spezialtest:	Autotest nach Hughson Westlake

Allgemein

Maße:	37 x 25,5 x15 cm
Gewicht:	ca. 2,4 kg (mit Zubehör)
Display:	4,3-Zoll-LED-Display
PC-Verbindung:	USB
Stromversorgung:	Netzteil Extern 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz

Normen

EN 60601-1, EN 60645-1, Typ 4
gemäß Medizinprodukt Richtlinie 93/42/EEC



Standardzubehör

- Kopfhörer DD65
- Patientenantworttaste
- Netzteil
- USB-Kabel
- Maico Audiometrie-Software
- Audiogrammformulare
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

MAICO Diagnostics
10553 Berlin, Germany
 **MAICO**