

Screening-Audiometer ST20 KL

- Voller Leistungsumfang für G20/UVV "Lärm I und II"
- Pulston, Webertest
- Komfortable Lautstärkeeinstellung mit Schieber
- Einfache und komfortable Bedienung
- Einbindbar in arbeitsmedizinische Softwareprogramme
- Bedienbar im leichten, robusten und optionalen Aluminiumkoffer
- Sehr robust und zuverlässig - bereits tausendfach im Einsatz



Einfache, ergonomische Bedienung

Beim ST20 KL wird die Testfrequenz mit zwei Tasten und die Lautstärke mit einem Pegelschieber eingestellt. Pulston ist über die Tipp-Tasten wählbar. Beim mobilen Einsatz mit dem leichten, optionalen Tragekoffer kann nach Anschließen des Netzsteckers sofort audiometriert werden.

Ökonomische Untersuchung nach G20

Das ST20 KL zeichnet sich durch sein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bei vollem Leistungsumfang für G20/UVV "Lärm I und II" aus. Seine schnelle, einfache Bedienung sorgt für eine kurze Untersuchungszeit.

Schnelle, irrtumsfreie Audiometrie

Das ST20 KL ermöglicht einen Hörschwellentest für Luft- und Knochenleitung in kürzester Zeit. Ein roter Leuchtpunkt im Audiogrammformular zeigt die zu markierende Stelle direkt an. Dadurch kann das Audiogramm sehr schnell und irrtumsfrei aufgenommen werden. Über die Schnittstelle lassen sich in Verbindung mit einer entsprechenden Software, u. a. Ergonomed, Samas, ISIS und BASIS die audiometrischen Daten im PC speichern.

Spezifikation ST20 KL

Testsignale:	Sinus-Dauerton oder Pulston
Testfrequenzen:	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 kHz
Pegelstufen:	5 dB
Pegelbereich Luftleitung:	- 10 bis 100 dB
Pegelbereich Knochenleitung:	- 10 bis 65 dB
Vertäubung:	Weißes Rauschen, automatisch gleitend
Audiometerklasse>	Klasse 4 gemäss EN 60645-1

Allgemein

Maße:	29 x 22 x 6 cm (BxTxH)
Gewicht:	1,9 kg
Stromversorgung:	230 V, 50/60 Hz, ca. 4VA

Sicherheitsnormen

EN 60601-1, EN 60645-1, Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte II a



Standardzubehör

- Kopfhörer mit Schallschutzkappen
- Knochenleitungshörer
- Patiententaste
- Netzkabel
- Audiogrammformulare
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch

Sonderzubehör

- Tragekoffer



Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Hergestellt von:

MAICO Diagnostics
10553 Berlin, Germany

